

HA FONTOS A BIZTONSÁG!



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

- Biztosítsa dolgozói számára a maximális védelmet!
- Tárolja és szállítsa termékeit a legnagyobb biztonságban!
- Végezze munkáját megfelelő minőségű eszközökkel!
- Rendkívül kedvező akciós árak szeptember 31-ig



A vastagfalú vagy műanyag bevonattal rendelkező DURAN® termékek használatával minimálisra csökken a véletlen törés esélye munkavégzés, szállítás és tárolás közben.



DURAN® super duty

Laboratóriumi eszközök

A laboratóriumi üvegeszközök számos durva hatásnak vannak kitéve a használatuk során. A mechanikai hatások és az automatizált mosogatási eljárások során gyakran összetörnek és akár balesetet is okozhatnak.

A DURAN® SUPER DUTY termékeket jelentősen megnövelt mechanikai szilárdság jellemzi. Ennek köszönhetően javul a szilárdságuk és jelentősen csökken a véletlen törés veszélye.

Előnyök

- Boroszilikát 3.3 üvegből gyártva
- Nagyobb ütési szilárdság, mechanikai szilárdság és stabilitás a megerősített peremnek köszönhetően
- A véletlen törés kockázatának csökkentése miatt a sérülések kockázata minimálisra csökken és a felhasználó biztonsága megnő
- Gazdaságos a hosszabb élettartam és a kiváló korrózióvédelem miatt
- A széles nyak lehetővé teszi a könnyű feltöltést és tisztítást
- Könnyen leolvasható rendkívül tartós fehér-kerámia osztásjelek



DURAN® protect+

Műanyag bevonattal rendelkező laboratóriumi üvegek

Magas minőségű DURAN® boroszilikát 3.3 üvegből készült laboratóriumi eszközök amelyek megvédik a tartalmukat a szennyeződéstől és a sérüléstől.

A poliamid 12 biztonsági bevonat magas vegyszerállósággal rendelkezik. A bevonat tisztatéri Fraunhofer IPA TESTED DEVICE® tanúsítvánnyal rendelkezik. Élelmiszerrel érintkező FDA és EU tanúsítvánnyal rendelkező biztonságos bevonó anyag ömlesztett nagy hatásfokú gyógyszerészeti hatóanyagok (HPAPI-k) porok biztonságos tárolására és szállítására alkalmas. A borostyánsárga üvegek védik a tárolt anyagot az UV-sugárzástól.



DURAN® pressure plus+

A poliamid bevonattal ellátott palackok biztonságosabb lehetőséget kínálnak a vákuummal vagy nyomással járó laboratóriumi alkalmazásokhoz. Az átlagos üveg eszközöket nem úgy tervezték hogy biztonságosan ellenáljanak a nyomáskülönbségeknek.

A megerősített DURAN® pressure plus+ palackok garantált nyomásállósággal rendelkeznek, így optimális biztonságot nyújtanak mind a felhasználó, mind a tartalom számára.

Különleges akciónk keretében most rendkívül kedvező áron rendelheti meg a DURAN® megerősített üveg eszközeit.



Az akciós DURAN® termékekért látogasson el weboldalunkra
www.cbr-lab.com



CENTRAL CBR-LAB
All You Can Lab

Central CBR-Lab Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11 (Nivelco székház)
info@cbr-lab.com | www.cbr-lab.com | +36-1/621-9246

ALL YOU CAN LAB