
Mások
biztonságban
vannak az Ön kezei
között. Ön pedig a
miénkben.

Healthcare Special 2023

LIEBHERR

Hűtés és Mélyhűtés:
Scientific & Healthcare



5 ÉV
Garancia

AUSTRIA
M



HMFVh 4011

Bruttó/nettó úrtartalom	420/297 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/423/1660
Energiafogyasztás év	389 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	WLAN/LAN
Polcok száma	6
Ebből állítható	5
Fiókok száma	



HMFVh 4011 H63

Bruttó/nettó úrtartalom	420/235 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/370/1660
Energiafogyasztás év	409 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	WLAN/LAN
Polcok száma	1
Ebből állítható	1
Fiókok száma	8



HMFVh 4001

Bruttó/nettó úrtartalom	394/295 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/423/1660
Energiafogyasztás év	172 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	WLAN/LAN
Polcok száma	6
Ebből állítható	5
Fiókok száma	



HMFVh 4001 H63

Bruttó/nettó úrtartalom	394/235 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/423/1660
Energiafogyasztás év	172 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	WLAN/LAN
Polcok száma	1
Ebből állítható	1
Fiókok száma	8



MKUv 1613

Bruttó/nettó úrtartalom	152/109 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/615/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
Energiafogyasztás év	408 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartCoolingHub
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	RS485
Polcok száma	4
Ebből állítható	3
Fiókok száma	



MKUv 1613 H63

Bruttó/nettó úrtartalom	152/76 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/615/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
Energiafogyasztás év	369 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartCoolingHub
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	RS485
Polcok száma	1
Ebből állítható	
Fiókok száma	3



MKUv 1610

Bruttó/nettó úrtartalom	142/109 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/615/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
Energiafogyasztás év	273 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartCoolingHub
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	RS485
Polcok száma	4
Ebből állítható	3
Fiókok száma	



MKUv 1610 H63

Bruttó/nettó úrtartalom	142/76 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/615/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
Energiafogyasztás év	273 kWh
Hűtőközeg	R 600a
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
Riasztás	optikai és akusztikus
A hálózatba kapcsolhatóság módja	SmartCoolingHub
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó / Adatnaplózás	RS485
Polcok száma	1
Ebből állítható	
Fiókok száma	3



DIN 13277 szabványnak megfelelő

A Liebherr laboratóriumi és gyógyszerészeti hűtőkészülékei minden szükséges tulajdonsággal és teljesítmény-kritériummal rendelkeznek, hogy teljes mértékben megfeleljenek a DIN 13277 szabványnak. A DIN 13277 szabvány leírja a laboratóriumokban és a gyógyszeres tárolására használt hűtő- és mélyhűtőkészülékekre vonatkozó követelményeket és vizsgálati előírásokat.

Gyógyszertári rendező fiókok

Optimális áttekintés, könnyű hozzáférés, magas hőmérsékleti stabilitás: Hővezető alumíniumból készült, praktikus rendszerező fiók átlátszó előlappal, perforált alaplappal, rugalmasan áthelyezhető belső elválasztókkal és %-es kihúzhatósággal. A gyógyszerek, vakcinák gyorsan megtalálhatók – és az ajtót máris, nagyobb hővesztés nélkül visszacsukhatja.

Áramszüneti riasztás

Hiba esetén a beépített akkumulátor optikai és akusztikus riasztást ad, és átveszi az elektronika tápellátását.